

1549970 - Relax compact kussen - bi-tec - L 120 cm - 1 st



Beschrijving

Dit is een verkleind model van het Standaard-kussen. Een multifunctioneel kussen omwille van zijn speciale afmeting. Door zijn compacte vorm kan je hem overal gebruiken voor de positionering van elk lichaamsdeel.

Dit kussen is ideaal om op de knieën te plaatsen en een boek of tijdschrift op te leggen. Tijdens het lezen zorgt het voor een ondersteuning en ontlasting van arm- en nekspieren en verdwijnen neklachten. Dit kussen wordt ook gebruikt als borstvoedingskussen voor de moeder en baby en kan gemakkelijk meegenomen worden.

Specificaties

Merk	Fico
Product afmetingen	L 120 cm
Samenstelling	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m ² , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m ³ , korrelgrootte 0,9-1,18mm
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	40° C
Type verpakking	Stuk