

## 1549970 - Relax compact kussen - bi-tec - L 120 cm - 1 st



### Beschrijving

Dit is een verkleind model van het Standaard-kussen. Een multifunctioneel kussen omwille van zijn speciale afmeting. Door zijn compacte vorm kan je hem overal gebruiken voor de positionering van elk lichaamsdeel.

Dit kussen is ideaal om op de knieën te plaatsen en een boek of tijdschrift op te leggen. Tijdens het lezen zorgt het voor een ondersteuning en ontlasting van arm- en nekspieren en verdwijnen neklachten. Dit kussen wordt ook gebruikt als borstvoedingskussen voor de moeder en baby en kan gemakkelijk meegenomen worden.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>Product afmetingen</b>	L 120 cm
<b>Samenstelling</b>	Hoes: Bi-tec materiaal: 45% PE/ 55% PU, 190g/m <sup>2</sup> , Vulling: minipolystyreenkorrels - 35,9 kg/m <sup>3</sup> , korrelgrootte 0,9-1,18mm
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Relax
<b>Wasbaar</b>	40° C
<b>Type verpakking</b>	Stuk