

1572407 - Tork Premium vloeibare alcohol voor handdesinfectie - S1 - 6 x 1 l



Beschrijving

Tork vloeibare alcohol voor Handdesinfectie is een effectief vloeibaar desinfecterend product met 80% gedenatureerde alcohol (w/w). Het is ideaal wanneer er geen water beschikbaar is. Er zullen geen plakkerige resten achterblijven, zelfs bij veelvuldig gebruik. Het is niet geperfumeerd en beschikt over hydraterende ingrediënten om de handen te beschermen. Geschikt voor de Liquid Soap Dispensers, die eenvoudig te gebruiken zijn en aan alle gebruikers een goede handhygiëne bieden.

Specificaties

| | |
|-------------------------|--|
| Merk | Tork |
| SKU leverancier | 420115 |
| Ingrediënten | Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol. Actieve ingrediënten: Ethanol 80 g/100g |
| sku | 1572407 |
| Geur | Alcohol geur |
| Inhoud | 1 l |
| Kleur | Transparant |
| Kwaliteitsniveau | Premium |
| Systeem | S1 - Vloeibare zeep system |
| Uitstraling | Vloeibare zeep |
| Type verpakking | Karton |