

## 1008580 - 3M™ Comply™ sterilisatietape - hot air - 19 mm x 55 m - 1 st



### Beschrijving

Voor gebruik als **3M™** verpakkingstape, onmiddellijke identificatie van items die onderworpen werden aan een behandeling met droge hitte. De tape wordt gesteriliseerd met stoom.

### Specificaties

<b>Merk</b>	3M™
<b>sku</b>	1008580
<b>Sterilisatie methode</b>	Stoom
<b>Type verpakking</b>	Stuk