

1609109 - Tena Fix Premium Small - 8 x 25 st



Beschrijving

TENA Fix Premium Small biedt betrouwbare ondersteuning voor incontinentieverbanden, zoals TENA Comfort. Dit herbruikbare fixatiebroekje, met een mix van 71% katoen, 25% polyester en 4% elastaan, is ontworpen met een naadloos ontwerp dat drukpunten minimaliseert. Hierdoor blijft het incontinentieverband veilig op zijn plaats voor betrouwbare bescherming tegen lekkage.

Het unisex-ontwerp, met een breed elastiek rond de taille en benen, volgt de lichaamscontouren voor een goede pasvorm. Het broekje kan tot 50 keer op 60 graden worden gewassen, en behoudt zijn vorm, zelfs bij zacht drogen in de wasdroger.

Geschikt voor zowel mannen als vrouwen, biedt TENA Fix Cotton Special een flexibele en comfortabele oplossing voor een discrete fixatie van incontinentieverbanden.

Specificaties

Merk	essity_tena
Samenstelling	71% katoen, 25% polyester en 4% elastaan
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Karton