

## 1574487 - Cocune wash lotion tube - 300 ml - 1 x 12 st



### Beschrijving

Met deze heerlijke, licht schuimende lotion kun je de huid reinigen, verzorgen en beschermen. Ideaal voor onder de douche maar ook prima te gebruiken als handzeep.

U brengt de waslotion aan op een lichtvochtige huid, licht inmasseren en vervolgens afspoelen. Het fijne aan de waslotion is dat u maar een kleine hoeveelheid nodig heeft voor een optimaal resultaat. Bestel en ervaar het zijdezachte gevoel van Cocune.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Cocune
<b>Inhoud</b>	300 ml
<b>Type verpakking</b>	Karton