

1574487 - Cocune wash lotion tube - 300 ml - 1 x 12 st



Beschrijving

Met deze heerlijke, licht schuimende lotion kun je de huid reinigen, verzorgen en beschermen. Ideaal voor onder de douche maar ook prima te gebruiken als handzeep.

U brengt de waslotion aan op een lichtvochtige huid, licht inmasseren en vervolgens afspoelen. Het fijne aan de waslotion is dat u maar een kleine hoeveelheid nodig heeft voor een optimaal resultaat. Bestel en ervaar het zijdezachte gevoel van Cocune.

Specificaties

| | |
|------------------------|--------|
| Merk | Cocune |
| Inhoud | 300 ml |
| Type verpakking | Karton |