

1571896 - kBox4 Lite Starter System



Beschrijving

Het toestel wordt erkend voor zijn kwaliteit, gebruiksgemak, technologie, ergonomie, evaluatie en wetenschappelijke publicaties. Het Starter System bevat het Kbox4 Lite Platform, de kMeter II, de Angle Adjuster, twee vliegwielen, een heupgordel en de kGrips.

Kenmerken

- Polyvalent trainingsapparaat voor oefeningen van bovenlichaam, de romp en het onderlichaam
- Draagbaar
- Het bluetooth kMeter feedback systeem kan worden gebruikt om het werkelijke vermogen en vele andere parameters te meten en vast te leggen
- Uitzonderlijk gemakkelijk te gebruiken
- Voor individueel thuisgebruik
- 1-4 grote vliegwielen
- Inertie tot 0,200 kgm²
- Feedbacksysteem kMeter II
- Afmeting 76 x 51 cm
- Gewicht: 9 kg

Specificaties

| | |
|-----------------------------|------------|
| Merk | Exxentric |
| Europese Regelgeving | 2001/95/EC |
| Type verpakking | Stuk |