

1575055 - Sloop fluweel voor Relax CVA kussen - camel - 1 st



Beschrijving

Om een optimale hygiëne en een lange levensduur van het kussen te garanderen, raden wij u aan om het kussen te voorzien van een sloop.

Lichte kleurverschillen zijn mogelijk.

De sloop in badstof is wasbaar op 85°C, alle andere slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
Kleur sloop	Camel
Materiaal	Fluweel
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	60° C
Type verpakking	Stuk