

1553020 - Loopbrug - 4 meter



Beschrijving

Deze loopbrug is geschikt voor diverse oefeningen, zoals gangrevalidatie oefeningen, binnen de kinesitherapie. De handgrepen zijn gemakkelijk in hoogte verstelbaar (in stappen van 7 cm), van 65 cm tot 100 cm. Doordat de loopbrug geen platform heeft, ben je extra flexibel in het plaatsen van hindernissen.

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1553020
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk