

1100972 - Texa® verbandset 10 - steriel - 1 x 50 st



Beschrijving

Texa verbandset 10 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x pincet groen 12,8 cm in polystyreen
- 4 x gaasdeppers 30 mm diameter uit 100% katoen
- 1 x steriel veld - 2 laags, 38 x 45 cm, 39g/m² (polyethyleen 18g/m² + zijdepapier 21g/m²)

Specificaties

Merk	Texa
Inhoud steriele sets	Pincet: 1st, gaasdepper: 4st, sterield veld 38 x 45 cm: 1st
Normeringen	ISO 13485: 2016
Blister	3-delig
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos