

## 1007506 - Repose kussen - 45 x 45 x 7 cm - pomp - 1 st



### Beschrijving

De zitsystemen van Repose bieden effectieve drukherverdeling voor alle patiënten die risico lopen op decubitus of met bestaande drukgerelateerde weefselschade. Dankzij de combinatie van het zeer elastische PU-materiaal en lucht wordt door inbedding (immersion) en omvatting (envelopment) een ideale drukverdeling verkregen. De Repose zitsystemen zijn geschikt voor een brede toepassing aan stoelen, rolstoelen en verstelbare relaxzetels.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Repose
<b>Samenstelling</b>	PU
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk