

1533157 - Texa® verbandset 4 - steriel - 1 x 60 st



Beschrijving

Texa verbandset 4 wordt steriel afzonderlijk verpakt en bevat:

- 1 x pincet groen 12,8 cm vervaardigd uit polystyreen
- 5 x gaasdeppers 17-draads, 30 mm diameter vervaardigd uit 100% katoen

Specificaties

Merk	Texa
Inhoud steriele sets	Gaasdepper 30 mm: 5st, pincet: 1st
Normeringen	ISO 13485:2016
Blister	3-delig
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos