


## 1601506 - Linnenzak 600 x 900 mm - blauw - 10 st



### Beschrijving

Gekleurde linnenzakken die voornamelijk gebruikt worden voor het opbergen van vuil linnen van bewoners. Ze zijn gemaakt uit 100% polyester, hebben een capaciteit van 10 kg en worden gesloten met een sluiting die apart te bestellen is.

### Specificaties

<b>Merk</b>	France Hopital
<b>Product afmetingen</b>	B 60 cm, H 90 cm
<b>Kleur</b>	Blauw
<b>Materiaal</b>	Polyester
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk