

## 1551537 - Biosen C-Line Clinic Analyzer voor lactaat of glucose - 1 meetkanaal - 1 st



### Beschrijving

EKF Biosen C-Line Clinic Analyzer voor glucose en lactaat is speciaal ontwikkeld voor ziekenhuizen en labo's waar vele glucose en lactaat-metingen snel en accuraat nodig zijn. De Biosen glucose en lactaat analyser vergt minimaal onderhoud en gebruikt chip sensoren die een lange levensduur hebben en eenvoudig te vervangen zijn. Het apparaat is robuust en eenvoudig te gebruiken. Dankzij het touch screen met achtergrondverlichting kunnen gebruikers gemakkelijk navigeren door het meertalige menu en verschillende parameters van het systeem aanpassen. Biosen kan tot 1000 resultaten van patiënten opslaan en verbonden worden met PC en printer. Een optionele barcodelezer is ook beschikbaar.

### Specificaties

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Merk</b>                 | EKF                        |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDD - 93/42/EEC - Klasse I |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk                       |