

## 1600117 - Maimed® MK gaaskompressen - 5 x 5 cm - steriel - 25 x 2 st



### Beschrijving

**Maimed® MK** zijn gebruiksklare steriele gaaskompressen vervaardigd uit 100% katoen in 8 lagen voor verzorging van uitwendige afscheidende en besmette wonden.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Maimed
<b>Samenstelling</b>	100% katoen
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Lagen</b>	8-laags
<b>Maat</b>	5 x 5 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Verpakking</b>	25 x 2 st
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
<b>Type verpakking</b>	Doos