

**1540039 - Isolerende beker ThermoVital - groen - 200 ml - 1 st**



## Beschrijving

Variante van de Thermo 205, maar met 2 handvatten. Speciale vormgeving binnenin, waardoor het drinken vergemakkelijkt. Hij werkt als een neusbeker en de aanpassing is onzichtbaar. Tevens maakt het niet uit langs welke kant men drinkt. Bovendien is de beker dubbelwandig, met goede isolerende eigenschappen.

## Specificaties

<b>Samenstelling</b>	Polypropyleen
<b>Deksel</b>	Nee
<b>Handvat</b>	Ja
<b>Isolerende beker</b>	Nee
<b>Schaalaanduiding</b>	Nee
<b>Inhoud</b>	200 ml
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Vorm</b>	n.v.t
<b>Type verpakking</b>	Stuk