

1532666 - 3M™ Blenderm™ - 2,5 cm x 4,57 m - 1 x 12 st



Beschrijving

3M™ Blenderm™ chirurgische transparante hechtpleister met een snelle, degressief kleefkracht (geen huidletsel bij verwijdering). Met een hypoallergene polyacrylaat lijm, die zeer geschikt is voor de gevoelige huid. De ruglaag bestaat uit hypoallergene rayonvezels, die soepel en transparant is. Volledig occlusief, ondoordringbaar voor water en lucht, de pleister is vrij van latex. De pleister wordt ook gebruikt om verbanden te fixeren. Verschillende toepassingsgebieden: cardiovasculair, kritieke zorg, spoedgevallen, intensive care, verloskunde, orthopedie,...

Specificaties

Merk	3M™
Steriel	Nee
Kompres	Nee
Geperforeerd	Nee
Samenstelling	Ruglaag: kunststof, lijm: polyacrylaat
Latex vrij	Ja
sku	1532666
Kleur	Wit
Maat	2,5 cm x 4,57 m
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Doos