

1575994 - Fluid Rower E350 - zilver brons



Beschrijving

De Evolution Fluid rower kenmerkt zich door zijn professionele uitstraling en compact design. Hij garandeert een natuurlijke weerstand en een soepele, consistente beweging. De rower heeft 10 verschillende weerstanden, ervaar een aangename ervaring door de unieke semi iso-kinetische eigenschap.

Gebruik hem voor jouw cardio sessies, awarming-ups, cooling-downs en revalidatie. Opbergen gaat vlot en is ideaal voor groeps sessies dankzij zijn compacte ontwerp.

Voordelen

- Bluetooth monitor met real-time roeislag weergave
- Gepatenteerde Twin Tank met 10 weerstandniveaus
- XL Twink Tank: grotere watercapaciteit en 65% meer weerstand dan een Twin Tank
- Compact, ruimtebesparend ontwerp
- Dubbel gelagerde transportwielen
- Individueel verstelbare voetsteunen en -riemen, met hielsteunen
- Ergonomische, antislip en extra hoge zitting voor ultiem comfort
- Smartphone houder compatibel
- Afmetingen: L 213 x B: 54 x H: 56 cm
- Gewicht: 30.84 kg
- Maximum gebruikersgewicht: 150 kg

Specificaties

Merk	fluid
sku	1575994
Type verpakking	Stuk