

## 1543565 - TL 70 daglicht therapielamp - 1 st



### Beschrijving

Daglicht therapielamp zorgt voor een beter welzijn in de winter.

- Met een LED-timer voor weergave van behandeltime
- Lichtintensiteit ca. 10.000 lux (afstand 10 cm)
- Behandeltime op 5 niveaus (15-120 min)
- LED-technologie is energiebesparend
- Timer met automatische uitschakeling
- Dimmergeheugen met 10 helderheidsniveaus

### Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 36.6 cm, H 33.5 cm, L 20.3 cm
<b>SKU leverancier</b>	60825
<b>Vermogen</b>	36 W
<b>Afstand</b>	10 cm
<b>Lichtintensiteit</b>	10000 lux
<b>Type verpakking</b>	Stuk