


## 1544084 - Multifunctionele riem - 200 cm - 1 st



### Beschrijving

Gebruik deze multifunctionele riem met RFY21000 - 21500 - tilband om te voorkomen dat de patiënt rechtop gaat staan en met RFW16100-polsbanden. Optie vereist : 2 sloten+ 1 sleutel

## Specificaties

<b>Merk</b>	Renol
<b>SKU leverancier</b>	RFM23000
<b>Noodzakelijke opties</b>	2 sloten + 1 sleutel
<b>Normeringen</b>	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
<b>Samenstelling</b>	<p>Riembekleding stof: blauwe tissu 100% Polyester (Terylene). Suède geweven stof 105 x 150 D (schering). Materiaal binnenzijde: 3 lagen witte tissu 100% Polyester.</p> <p>Zwarte bandjes 4,8 cm breed: 100% Nylon; 56 ringen: roestvrij staal 304 US; label met info 100% Nylon.</p>
<b>sku</b>	1544084
<b>Breedte riemen</b>	Niet van toepassing
<b>Breedte tailleband</b>	Niet van toepassing
<b>Fixatie categorie</b>	Toebehoren voor riemen
<b>Gebruik fixatiemateriaal</b>	In bed/brancard
<b>Maat bevestigingsriem</b>	S-M
<b>Sluiting</b>	Sloten
<b>Soort bevestiging</b>	Niet van toepassing
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk