

1552677 - Manumed Tractie - 4-delig - type 916 hydraulisch



Beschrijving

Voor het toepassen van lumbale en cervicale tractietherapie bestaat er de Manumed Tractietafel van **Enraf-Nonius**. Het verrolbare ligvlak voorkomt wrijving onder heup en benen, waardoor tijdens de behandeling van de rug deze ook daadwerkelijk met de ingestelde tractiekracht wordt belast. De Manumed Tractie is in twee varianten verkrijgbaar, als tafel met een vaste werkhoogte of als tafel die in hoogte verstelbaar is. De in hoogte verstelbare tractietafel is tevens een ideale behandeltafel omdat de verrolbare bladdelen zijn vast te zetten.

Voordelen

- Meerrollende bladdelen (ook vast te zetten)
- Voorzien van bevestigingsmogelijkheden voor het tractieframe
- Fixatierails voor fixatiebanden standaard
- Naast tractietafel ook als gewone vaste hoogte behandeltafel te gebruiken
- Hydraulische hoogteverstelling

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
Product afmetingen	B 67 cm, L 203 cm
Hoogte	45 - 95 cm
Wielen inbegrepen	Ja
Hoogteverstelbaar	Ja
Hefvermogen	200 kg
Tijdsduur hoogteverstelling	18 s
Aantal delen	4-delig
Armsteunen	Nee
Hoogteverstelling	Hydraulisch
Kleur	Wit
Standaard hoogtebediening	Rondombediening
Standaard neusgat	Langwerpig neusgat
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk