

## 1543118 - Relax douchezit opklapbaar - met armsteunen - wit - 1 st



### Beschrijving

De **Etac** Relax wandgemonteerde douchezitting is ontworpen met aandacht voor details, zodat douchen een plezierige ervaring kan zijn. Minimalistisch Scandinavisch design tegenover maximaal comfort in een stijlvolle badkamer.

#### Eenvoudig aan uw wensen aan te passen

De Etac Relax wandgemonteerde douchezitting kan eenvoudig worden aangepast aan uw wensen met comfortabele accessoires als een rugleuning en extra steunpoten. Comfortabel zitten dankzij het afgeronde ergonomische ontwerp van de zitting. Als u achterover leunt ontmoet u de comfortabele warmtereflecterende rugleuning. Ervaar het gevoel van veiligheid met de soft-grip armsteunen. En indien gewenst kunt u steunpoten toevoegen voor extra stabiliteit. Het is ook goed te weten dat de Etac Relax door en door is getest en voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Design, functie en veiligheid zijn de steekwoorden voor Etac.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Etac
<b>SKU leverancier</b>	E81703020
<b>Armsteunen</b>	Ja
<b>Rugleuning</b>	Nee
<b>Opklapbaar</b>	Ja
<b>Zitdiepte</b>	45 cm
<b>Zitbreedte</b>	40 cm
<b>Samenstelling</b>	Zitting: polypropyleen; Armsteunen: polypropyleen en TPE Poten: aluminium en roestvrij staal; Vloerdoppen: TPE
<b>Categorie douchezittingen</b>	Douchezittingen
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Max. gebruikersgewicht</b>	125 kg
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk