

1575205 - Mobilyzer cilinderhouder voor pomphouder met kooi - diam. 105 mm



Beschrijving

Accessoire voor Mobilyzer infuuspaal. De Mobilyzer kenmerkt zich door zijn bijzondere frame en voet. Dankzij de voet met vijf wielen ervaart de patiënt maximale stabiliteit. Het stuur is eenvoudig in hoogte te verstellen, zodat ook kinderen de Mobilyzer kunnen benutten.

Specificaties

Merk	TechniCare
Normeringen	EN 1985 EN 12182
sku	1575205
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk