

1510561 - Cellona® gipswindel - 5 cm x 2.70 m - 12 st



Beschrijving

Cellona® gipszwachtel van **Lohmann & Rausscher** voor het maken van fixatieverbanden bij lichaamsdelen na letsel en fracturen. Zijn uithardingsduur bedraagt 3 à 4 minuten en volledige uitharding voltrekt na 12 à 24 uur.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Samenstelling	17-draads katoenen gaasverband, Gipsmassa van β - en γ -calciumsulfaathalfhydraat
Afmeting gips	5 cm x 2,7 m
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Doos