

## 1510476 - Digitale bloeddrukmeter ProBP 3400 - handmodel - 2 slangen Flexiport manchet maat 11 en 12 - 1 st



### Beschrijving

PROBP 3400 digitale bloeddrukmeter ligt compact in de hand en is net zo nauwkeurig als de toonaangevende monitoren voor vitale functies van **Welch Allyn**. Bovendien is het lichte ontwerp makkelijk mee te nemen voor verschillende metingen. De bloeddrukmeter kan gebruikt worden in de hand, op een rollend statief, op een bureausteun of aan de muur bevestigd worden. Inclusief een volwassen manchet en een grotere manchet. Dankzij de SureBP NIBP-technologie maakt de bloeddrukmeter nauwkeurige bloeddrukmetingen binnen 15 seconden, dit verhoogt het comfort van de patiënt en zorgverlener. ProBP maakt metingen tijdens het oppompen.

Hij minimaliseert foutcodes, zelfs wanneer er veel beweging is of als de patiënt een zwakke pols heeft en meet tijdens het oppompen. De USB-bedrade technologie maakt de integratie mogelijk om EPD/EMR-systemen te selecteren. PROBP 3400 is compatibel met manchetmaten (maat 8 tot maat 13) van Welch Allyn, variërend van volwassenen tot kind. Uitgerust met een lithiumbatterij dat tot 100 metingen oplevert per oplaadbeurt, voldoet aan de AAMI-standaard normen (BHS, A/A-validatie) dat nauwkeurige metingen aantoont.

De PROBP 3400 bloeddrukmeter – handmodel wordt geleverd met 2 slangen en Flexiport manchet maat 11 en 12.

### Specificaties

<b>Merk</b>	WelchAllyn
<b>Type bloeddrukmeter</b>	Digitale bloeddrukmeters
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk