

## 1571666 - Bellavista™ 1000e ventilator



### Beschrijving

De Bellavista™ 1000e biedt een volledige reeks hoogwaardige functies in een compact formaat, waaronder

- Adaptieve beademingsmodus - Een intelligente beademingsmodus voor sneller spenen en minder handmatige aanpassingen.
- Zuurstoftherapie met hoge flow verbetert de oxygenatie van de patiënt en verhoogt het comfort van de patiënt.
- Het instrument voor longrecrutering biedt een geautomatiseerde recruiteringsmanoeuvre die betrouwbaar en reproduceerbaar is.
- Synchronisatietools - Verbeter de synchronisatie van de patiënt met auto.sync, auto.rise en auto.leak.
- SettingAssist - Voorspelt alle beademingsparameters met een comfortabel, gebruiksvriendelijk display.

De uitgebreide functies omvatten:

- Neonatale tot volwassen intensive care ventilator met 17,3" high definition touchscreen
- Intuïtieve gebruikersinterface
- Adaptieve beademingsmodus
- Zuurstoftherapie met hoge flow
- Geavanceerde NIV-functies
- Hulpmiddel voor longrecrutering
- Minimaal 3 uur batterijcapaciteit

## Specificaties

<b>Merk</b>	Vyaire
<b>sku</b>	1571666
<b>Type beademing</b>	Non invasieve beademing
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Stuk