

## 1006002 - Suprasorb® F fixatiepleisters - op rol - 10 cm x 10 m - 1 st



### Beschrijving

L&R Suprasorb® F is een transparant, zelfklevend wondverband, het past zich flexibel aan aan de huid. Het transparante wondverband maakt een eenvoudige wondcontrole mogelijk en beschermt nieuw epitheelweefsel tegen invloeden van buitenaf zoals ziektekiemen en vocht. Het ondersteunt de wondgenezing door het wondmilieu vochtig te houden. Geschikt voor licht-exsuderende wonden en oppervlakkige wonden. De gebruiker kan perfect een douche nemen met het verband.

## Specificaties

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Merk</b>                 | Lohmann Rauscher  |
| <b>Samenstelling</b>        | Polyurethaan film met polyacrylaat kleeflaag, gecoat met polyethyleen |
| <b>Kompres</b>              | Nee   |
| <b>Geperforeerd</b>         | Nee   |
| <b>sku</b>                  | 1006002   |
| <b>Steriel</b>              | Nee   |
| <b>Kleur</b>                | Wit   |
| <b>Maat</b>                 | 10 cm x 10 m  |
| <b>Europese Regelgeving</b> | MDR - 2017/745/EU - Klasse I  |
| <b>Type verpakking</b>      | Stuk  |