

## 1543629 - Urinaal vrouw - met deksel - gegradueerd - 1000 ml - 1 st



### Beschrijving

Dit urinaal is een handig hulpmiddel voor vrouwen. Na gebruik kan de urinaal afgesloten worden met een deksel. De maximale capaciteit is 1 liter met maataanduiding. Het urinaal kan worden gesteriliseerd met een autoclaaf.

### Specificaties

<b>Autoclaveerbaar</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	Urinaal: polypropyleen, deksel: polyethyleen
<b>CNK-code</b>	CNK 1680-305
<b>Geslacht</b>	Vrouwen
<b>Inhoud</b>	1000 ml
<b>Kleur</b>	Melkwit
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk