

1600880 - Non contact thermometer NT13B



Beschrijving

De iHealth ThermoPro (NT13B) heeft 2 ingebouwde sensoren. Waaronder een ultragevoelige infraroodsensor die de door het voorhoofd uitgestraalde infraroodenergie meet. Daarnaast is er een afstandssensor die ervoor zorgt dat er niet meer dan 3 cm van het voorhoofd wordt gemeten om fouten te voorkomen.

Deze thermometer kan worden geïntegreerd in applicaties van derden met iHealth SDK. Metingen worden niet gesynchroniseerd met iHealth MyVitals App. Inclusief twee AAA batterijen.

Specificaties

| | |
|--|------------------------------|
| Merk | ihhealth |
| Geheugen | Nee |
| Automatische switch-off functie | Ja |
| Digitaal | Ja |
| Infrarood | Ja |
| Contactloos | Ja |
| Meetsnelheid | 1 sec |
| Type thermometer | Non-contact thermometer |
| Europese Regelgeving | MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa |
| Type verpakking | Stuk |