

1573949 - Sloop badstof voor Relax kniekussen - canton - 1 st



Beschrijving

Om een optimale hygiëne en een lange levensduur van het kussen te garanderen, raden wij u aan om het kussen te voorzien van een sloop.

Lichte kleurverschillen zijn mogelijk.

De slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
sku	1573949
Kleur sloop	Canton
Materiaal	Badstof
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	60° C
Type verpakking	Stuk