

## 1559595 - Sloop katoen voor Relax babykussen - wit - 1 st



### Beschrijving

Fico sloop relax voor babykussen, om een lange levensduur van het kussen te garanderen raden we aan om het kussen te voorzien van een sloop voor een optimale hygiëne. Lichte kleurverschillen zijn mogelijk, de hoës in badstof is wasbaar op 85°C.

### Specificaties

<b>Merk</b>	Fico
<b>sku</b>	1559595
<b>Kleur sloop</b>	Wit
<b>Materiaal</b>	Katoen
<b>Merk positioneringsmateriaal</b>	Relax
<b>Wasbaar</b>	60° C
<b>Type verpakking</b>	Stuk