

1543486 - HK 49 verwarmingskussen buik/rug - 100 W - 1 st



## Beschrijving

Verwarmingskussen voor je buik/rug met een extra zacht ademend oppervlak en brede elastische band zorgt voor een aangenaam draagcomfort en een gemakkelijke bevestiging. Met 3 temperatuurstanden en een **Beurer** veiligheidssysteem en een automatische uitschakeling na 90 minuten. De schakelaar kan verwijderd worden, het zachte fleece materiaal mag in de wasmachine tot 30°.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Beurer
<b>Product afmetingen</b>	B 28 cm, L 69 cm
<b>SKU leverancier</b>	21314
<b>Vermogen</b>	100 W
<b>Machine wasbaar</b>	Ja
<b>Ademend</b>	Ja
<b>Snelle verwarming</b>	Ja
<b>Hoes inclusief</b>	Nee
<b>Wasbare hoes</b>	Nee
<b>Beveiligingssysteem</b>	Ja
<b>Temperatuurniveaus</b>	3
<b>Automatische switch-off functie</b>	Ja
<b>Europese Regelgeving</b>	2014/30/EU
<b>Type verpakking</b>	Stuk