

1518864 - Vliezenbreker - gebogen - steriel - 1 x 150 st



Beschrijving

Tijdens de bevalling kan de vliezenbreker door de gynaecoloog op vrijwillige basis worden gebruikt om de vliezen los te maken en de bevalling te vergemakkelijken. De vliezenbreker van Gyneas is voorzien van een haakje waarmee het vruchtvlies kan worden opengescheurd. De instrumenten zijn steriel en individueel verpakt in een zakje.

Specificaties

Merk	Gyneas
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Vorm instrumenten	Gebogen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos