

1572318 - Sloop katoen/polyester voor Relax S-kussen - gitane lined - 1 st



Beschrijving

Om een optimale hygiëne en een lange levensduur van het kussen te garanderen, raden wij u aan om het kussen te voorzien van een sloop.

Lichte kleurverschillen zijn mogelijk.

De slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
Kleur sloop	Gelijnd gitane
Materiaal	Katoen/polyester
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	60° C
Type verpakking	Stuk