

1572318 - Sloop katoen/polyester voor Relax S-kussen - gitane lined - 1 st



Beschrijving

Om een optimale hygiëne en een lange levensduur van het kussen te garanderen, raden wij u aan om het kussen te voorzien van een sloop.

Lichte kleurverschillen zijn mogelijk.

De slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Merk | Fico |
| Kleur sloop | Gelijnd gitane |
| Materiaal | Katoen/polyester |
| Merk positioneringsmateriaal | Relax |
| Wasbaar | 60° C |
| Type verpakking | Stuk |