

## 1021624 - Spuiten - 10 ml - naald 21G x 1/2" - 1 x 100 st



### Beschrijving

**Terumo** spuiten met naald bestaan uit 3 delen en zijn vervaardigd uit hoogwaardige materialen die een veilige injectie en toediening van medicatie garanderen.

De doorzichtigheid zorgt voor een eenvoudige herkenning van luchtbelletjes.

De Terumo spuiten hebben een scherpe naaldpunt met een siliconen coating die het inbrengen van de naald aangenamer maken.

De spuiten zijn steriel verpakt en hebben een ISO-kleurcodering.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Terumo
<b>SKU leverancier</b>	MDSS10S2138E
<b>Samenstelling</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Spuit</b></li> <li>• Cilinder: polypropyleen</li> <li>• Plunjer: polypropyleen</li> <li>• Stamper: thermoplastisch elastomeer (SS-codes), polyisopreenrubber (MDSS-codes)</li> <li>• Glijmiddel: siliconenolie</li> <li>• <b>Naald</b></li> <li>• Hub: polypropyleen + kleurconcentraat</li> <li>• Canule: roestvrij staal</li> <li>• Kleefstof: epoxylijm</li> <li>• Glijmiddel: silicone</li> </ul>
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Ja
<b>sku</b>	1021624
<b>Afmeting</b>	21G x 1 1/2"
<b>Inhoud</b>	10 ml
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide Radiatie
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos