

1576874 - Cocune washglove - geperfumeerd - 40 x 8 st



Beschrijving

Een zachte en comfortabele, disposable washand geïmpregneerd met een huidvriendelijke hypoallergene lotion. Deze lotion heeft een frisse geur.

Met onze Cocune vochtige washandjes worden wasbeurten eenvoudig, hygiënisch en efficiënt zónder gebruik van water. De washandjes zijn van de allerhoogste kwaliteit en zorgen voor optimale bescherming van de huid.

Tip: Even opwarmen in de magnetron en men kan een volledige lichaamswasbeurt uitvoeren, afdrogen is hierbij niet meer nodig.

- Wassen zonder water
- Dermatologisch getest
- Minimale belasting cliënt
- Allerhoogste kwaliteit
- Zacht en huidvriendelijk
- Frisse geur

Specificaties

Merk	Cocune
Samenstelling	Non-woven: polyethyleentereftalaatpolymeer, cellulose
Ingrediënten	Aqua, Glycerin, Methylpropanediol, MyristamidopropylPG-Dimmonium Chloride Phosphate, Caprylyl Glycol, Bis-PEG/PPG-20/20 Dimethicone, Decyl Glucoside, Citric Acid, Sodium Benzoate, Aloe Barbadensis Leaf Juice, Parfum, Sodium Citrate.
pH-waarde	4.5 - 5.5
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse I
Type verpakking	Karton