

1560950 - CryoPen XP - (4 applicatoren inbegrepen) - 1 st



Beschrijving

De CryoPen XP is een krachtig model dat geschikt is voor intensief en gevarieerd gebruik. Dankzij de uiterst precieze applicators wordt er minder gas gebruikt en is de doorlooptijd langer, voor een beter rendement op de investering. Typische gebruikers zijn oogartsen, dermatologen, schoonheidsspecialisten, gynaecologen, huisartsen, kinderartsen en dierenartsen die de CryoPen vaak gebruiken. CryoPen XP is ook geschikt in een drukke, gemengde medische praktijk waar meerdere artsen de instrumenten delen en de optie willen hebben van een groot aantal applicators en vermogensinstellingen.

Specificaties

Merk	H&O Equipments
Applicatoren inbegrepen	Blaauwe ring (1 - 3 mm) Gele ring (5 - 8 mm) Grijs ring (2 - 4 mm) Groene ring (3 - 5 mm)
Categorie cryotherapie	Cryopen
Compatibel met	8g N2O patronen 16g N2O patronen
Cryotherapiebehandeling	Alle soorten goedaardige laesies
Gebruik	Intensief en gevarieerd gebruik
Gebruikers	Dermatologen Dierenartsen Gynaecologen Huisartsen Kindergeneeskunde Medische Esthetiek Oogartsen Podologen Schoonheidsspecialisten Tandartsen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk