

## 1575938 - SEH Trolley - tweede infuuspaal



### Beschrijving

Accessoire voor de IC/ SEH trolley. De IC transport trolley is volledig door TechniCare ontworpen en kan naar eigen wens worden opgebouwd. U bepaalt zelf de opbouw van de trolley: DIN-rails, monitorsteunen, infuuspalen, etc. - de wagen wordt gebouwd volgens uw noden en de te vervoeren apparatuur.

### Specificaties

<b>Merk</b>	TechniCare
<b>Type verpakking</b>	Stuk