

1547007 - Hangend frame verstelbaar voor douchezit - RVS/antraciet - 1 st



Beschrijving

Een ergonomische douchezitting met rugleuning van Linido kan, gecombineerd met dit frame, aan een Ergogrip wandbeugel gehangen worden. Zo wordt het heel eenvoudig om de douchezitting in een douche te plaatsen, of daar weer weg te nemen. Dit is heel gemakkelijk bij gezamenlijk gebruik van een badkamer, bij wisselende bewoning of bij mensen met een wisselend ziektebeeld.

Door het plaatsen van een Ergogrip wandbeugel als vast steunpunt in de douche, is de badkamer al bouwkundig voorbereid op het plaatsen van deze douchezitting met frame. De douchezitting wordt, met de bestaande montagepunten, aan het frame bevestigd. Vervolgens kan dit frame eenvoudig, zonder gereedschap, bevestigd worden aan de wandbeugel. Met kunststof borgpennen wordt het frame automatisch vergrendeld op de wandbeugel, voor de veiligheid van de gebruiker.

Specificaties

| | |
|----------------------------------|------------------------------|
| Merk | Linido |
| SKU leverancier | LI2216.0024-11 |
| Armsteunen | Nee |
| Rugleuning | Nee |
| Opklapbaar | Nee |
| Samenstelling | RVS gecoat |
| Categorie douchezittingen | Accessoires douchezittingen |
| Kleur | RVS/wit |
| Max. gebruikersgewicht | n.v.t |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |