

1014706 - Suprasorb® F fixatiepleisters - op rol - 15 cm x 10 m - 1 st



Beschrijving

L&R Suprasorb® F is een transparant, zelfklevend wondverband, het past zich flexibel aan aan de huid. Het transparante wondverband maakt een eenvoudige wondcontrole mogelijk en beschermt nieuw epitheelweefsel tegen invloeden van buitenaf zoals ziektekiemen en vocht. Het ondersteunt de wondgenezing door het wondmilieu vochtig te houden. Geschikt voor licht-exsuderende wonden en oppervlakkige wonden. De gebruiker kan perfect een douche nemen met het verband.

Specificaties

Merk	Lohmann Rauscher
Product afmetingen	B 15 cm, L 1000 cm
Steriel	Nee
Kompres	Nee
Geperforeerd	Nee
Samenstelling	Polyurethaan film met polyacrylaat kleeflaag, gecoat met polyethyleen
Kleur	Wit
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk