

**1020815 - Sterican® - insuline naalden - 23G x 1/5" - blauw - 1 x
100 st**



Beschrijving

De Sterican® hypodermische naalden met een Luer-Lock connector hebben een dunne wand met een glad oppervlak en een lichte siliconen coating. De naalden zorgen voor een minimale pijn tijdens het prikken. Aansluiting is voorzien van kleurcodes conform ISO-normeringen.

Specificaties

Merk	Braun
Samenstelling	Naald: roestvrij staal, Luer-Lock aansluiting: polypropyleen
Steriel	Ja
Lengte naald	80 mm
Diameter naald	0.6 mm
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1020815
Afmeting	23G x 1/5"
Afmeting in mm	0,60 x 80 mm
Kleur	Blauw
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Doos