

## 1534081 - Thoracale kompressen - 70 x 75 cm - steriel - 1 x 15 st



### Beschrijving

Deze thoracale kompressen zonder RX-draad en met bindlint zijn bedoeld voor het tamponneren en absorberen van bloed en exsudaten tijdens chirurgische ingrepen. Absorbeert binnen 2 tot 2,5 seconden.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Other
<b>SKU leverancier</b>	500-836 (625151A)
<b>Steriel</b>	Ja
<b>Samenstelling</b>	100% katoen gebleekt gaasdoek. De bindlinten zijn gemaakt van 100% katoen
<b>Gewicht</b>	163 g
<b>Lagen</b>	n.v.t
<b>Maat</b>	70 x 75 cm
<b>Sterilisatie methode</b>	Ethyleen oxide
<b>Verpakking</b>	1 x 15 st
<b>Europese Regelgeving</b>	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos