

1572331 - Handschoenen Nitril - niet-steriel - blauw - S - 10 x 100 st



Beschrijving

Texa® Nitril zijn professionele onderzoekshandschoenen met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. Geschikt voor niet-steriele medische toepassingen. Ideaal voor gebruikers met latexallergie, de handschoenen zijn poedervrij.

Specificaties

Merk	Texa
HACCP-conform	Nee
Gepoederd	Nee
Normeringen	EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN 455-4; ISO 10993-1; ISO 10993-10; ISO 2859-1; EN 15223-1; ISO 14971; EN 420; ISO 374-1; ISO 374-2; EN 16523-1; ISO 374-4; ISO 374-5; EN 1186-1
Manchetlengte	24 cm
Samenstelling	Nitril
Steriel	Nee
Steriel	Nee
Kleur	Blauw
Maat	S
Sterilisatie methode	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Karton