

1024857 - WelchAllyn Li-ion oplaadbaar handvat - zwart- 1 st



Beschrijving

Dit handvat is een onmisbaar onderdeel van het diagnostische systeem van Welch Allyn, het maakt het mogelijk om diverse Welch Allyn-koppen te koppelen, waardoor nauwkeurige diagnostische onderzoeken eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.

Geschikt voor alle 3,5 Volt koppen van Welch Allyn.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Bebat tax	0.06 EUR
sku	1024857
Oplaadbaar	Ja
Type verpakking	Stuk