

1104990 - Velcro manchet - M - L (22 cm-42 cm) - 1 st



Beschrijving

De zachte manchet van **Microlife** is verkrijgbaar in verschillende maten om de perfecte pasvorm te bieden en zorgt daarbij voor de hoogste nauwkeurigheid tijdens de bloeddrukmetingen. Om de beste hygiëne te kunnen waarborgen is de manchet wasbaar.

De manchette is vrij van latex en geschikt voor patiënten met een allergie.

- Wasbaar op lage temperatuur
- TPU ballon
- Klinisch getest en gevalideerd
- Conisch gevormde manchet
- Inclusief 2 manchet connectors om te zorgen dat de manchet past op elke Microlife bloeddrukmeter

Specificaties

Merk	Microlife
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Doelgroep	Kinderen Volwassenen
Type armband	Velcro armband
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk