

1549416 - Herstelkit 3M™ Littmann® Classic II Pediatric - zwart - 1 set



Beschrijving

Elk item wordt zorgvuldig vervaardigd om perfect te passen bij uw **3M™ Littmann®** stethoscoop. De stethoscopenonderdelen kit voor de 3M™ Littmann® Cardiology III™ bevat een zwarte ring en een instelbaar membraan voor elke zijde van het borststuk (volwassenen en kinderen). De kit bevat ook een paar grijze, zachte oordopjes.

Specificaties

Merk	3M™
Kleur	Zwart
Type verpakking	Set