

1105523 - Elmasonic Med 60 - excl. mandje - 1 st



Beschrijving

Elmasonic Med machines worden gebruikt voor de voorreiniging van instrumenten, protheses en implantaten in medische en dentale centra, ziekenhuizen, dental laboratoria, podologie centra, tattoo en piercing studio's. De combinatie van een ultrasone frequentie van 37 kHz met 5 ultrasone modes zorgt ervoor dat zelfs hardnekkige verontreinigingen kunnen verwijderd worden.

Specificaties

Merk	Elma Sonic
Volume bokaal	4300 ml
Buitenafmetingen (l x h x d)	370 x 275 x 210 mm
Binnenafmetingen (dxD)	275 x 145 x 125 mm
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk