

1105523 - Elmasonic Med 60 - excl. mandje - 1 st



Beschrijving

Elmasonic Med machines worden gebruikt voor de voorreiniging van instrumenten, protheses en implantaten in medische en dentale centra, ziekenhuizen, dental laboratoria, podologie centra, tattoo en piercing studio's. De combinatie van een ultrasone frequentie van 37 kHz met 5 ultrasone modes zorgt ervoor dat zelfs hardnekkige verontreinigingen kunnen verwijderd worden.

Specificaties

| | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Merk | Elma Sonic |
| Volume bokaal | 4300 ml |
| Buitenafmetingen (l x h x d) | 370 x 275 x 210 mm |
| Binnenafmetingen (dxD) | 275 x 145 x 125 mm |
| Europese Regelgeving | MDR - 2017/745/EU - Klasse I |
| Type verpakking | Stuk |